




Игла 21 Gage, длина 4 см,  
с эхоконтрастной насечкой



Гемостатический клапан  
Check-Flo®

Micropuncture®  
интродьюсер

Расширьте возможности доступа с помощью первого специально разработанного набора для доступа в артерии стопы

## СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ НАБОР

Помимо нитинолового проводника 0.018" и гемостатического клапана, набор включает в себя компоненты, разработанные для улучшения контроля при ретроградном доступе в подколенный сегмент:

- Игла 21 Gage, длина 4 см, с эхоконтрастной насечкой
- Micropuncture интродьюсер длиной 7 см

## ИНТРОДЬЮСЕР С ДВОЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ

Гемостатический клапан Check-Flo подсоединяется непосредственно к интродьюсеру Micropuncture, что позволяет использовать его как интервенционный интродьюсер с внутренним просветом 2,9 Фр.

## РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДОСТУПА СО СТОПЫ

После получения ретроградного доступа в подколенный сегмент продолжите процедуру с помощью следующих инструментов:

- микропроводник Approach CTO
- микропроводник Approach Hydro ST
- поддерживающий катетер CXI 2,6 Фр